

«Использование радиоволнового прибора «Сургитрон™» при выполнении циркумцизии»

С 1996 г. в МНЦ «Мединкур» используется прибор «Сургитрон™» при проведении косметологических и пластических операций, а также при обрезании крайней плоти. Показания для выполнения последней операции можно разделить, на медицинские, ритуально-религиозные и косметологические (эстетические).

Ранее циркумцизия проводилась только традиционным методом при помощи скальпеля или ножниц, при этом практически всегда существовала необходимость остановки кровотечения методом перевязки сосудов кетгутом, что увеличивало время проведения операции и затраты расходных материалов. В настоящее время, в нашем центре, ежемесячно проводится 3-4 обрезания. На всех этапах операции используется только радиоволна.

Операция выполняется под местной анестезией с использованием анестетиков амидной группы.

Разметка делается на коже наружного листка на дорсальной, боковой поверхности и в области уздечки. После рассечения тканей наружного листка радиоволной делается разметка внутреннего листка и его рассечение, а затем ткани наружного и внутреннего листка крайней плоти иссекают в блоке с клетчаткой. В зависимости от желания пациента можно больше или меньше удалить мягких тканей, так как некоторые пациенты желают после операции видеть головку полового члена полностью открытой, а другие частично, а третьи видеть кожный валик за венчиком.

Рассечение тканей наружного и внутреннего листка крайней плоти и непрямой гемостаз (через москит) в ходе операции осуществляется иглой Vari-Tip, в режиме разрез-коагуляция и при мощности 3,5 ед.

Преимущества радиоволнового перед традиционным методом обрезания крайней плоти ножницами или скальпелем:

- точный разрез ткани без их натягивания;
- уменьшения кровотечения во время операции;
- осуществление быстрого гемостаза непрямой коагуляции (через москит);
- уменьшение времени проведения операции;
- отсутствие боли в послеоперационном периоде;
- незначительный, как правило, отек мягких тканей;
- высокий косметический эффект.

Использование радиоволнового прибора «Сургитрон™» при обрезании крайней плоти облегчает работу хирурга, снижает вероятность послеоперационных осложнений и обеспечивает высокий косметический эффект.