

Электроды ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Игольчатые электроды

Кат. №
(Длина 5 см)

ХА Комплект (5 в упак.), тонкая дуга
(ТА1В, ТА2В, ТА9В, ТА3В, ТФ1В)

ТА1В Супертонкая дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

ТА2В Тонкая дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

ТА9В Обычная дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

ТА3В Ø дуги 0,79 мм, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

ТФ1В Широкая игла, (2 в упак.)

ТА8В Vigi-Tip (электрод-скальпель с выдвижной иглой), (в 2 упак.)

Ромбовидные электроды

Кат. №
(Длина 5 см)

ХС Комплект (5 в упак.), тонкая дуга

ХСРВ Комплект (5 в упак.), обычная дуга

ТС1В Тонкая дуга Ø 3,38 мм, (2 в упак.)

ТС4В Обычная дуга 3,38 мм, (2 в упак.)

ТС3В Тонкая дуга Ø 4,76 мм, (2 в упак.)

ТС6В Обычная дуга Ø 4,76 мм, (2 в упак.)

ТС17В Тонкая дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

ТС18В Обычная дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

ТС19В Тонкая дуга Ø 7,94 мм, (2 в упак.)

ТС20В Обычная дуга Ø 7,94 мм, (2 в упак.)

Треугольные электроды

Кат. №
(Длина 5 см)

ХТ Комплект (5 в упак.), тонкая дуга

ХТРВ Комплект (5 в упак.), обычная дуга

ТС9В Тонкая дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

ТС7В Тонкая дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

ТС8В Обычная дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

ТС11В Тонкая дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

ТС12В Обычная дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

ТС14В Обычная дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

Внимание! Электроды общего назначения также имеют длиной 10 см!
При заказе обязательно указывайте длину!

Шариковые электроды

Кат. №
(Длина 5 см)

XD Комплект (5 в упак.)

TD3В Ø шарика 2 мм, (2 в упак.)

TD8В Ø шарика 2,36 мм, (2 в упак.)

TD9В Ø шарика 3,17 мм, (2 в упак.)

TD10В Ø шарика 4,34 мм, (2 в упак.)

TD11В Ø шарика 4,75 мм, (2 в упак.)

Овальные электроды

Кат. №
(Длина 5 см)

XPFB Комплект (5 в упак.), тонкая дуга

XPRB Комплект (5 в упак.), обычная дуга

ТР1В Тонкая дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

ТР2В Обычная дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

ТР3В Тонкая дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

ТР4В Обычная дуга 6,35 мм, (2 в упак.)

ТР5В Тонкая дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

ТР6В Обычная дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

ТР7В Тонкая дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

ТР8В Обычная дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

ТР9В Тонкая дуга Ø 12,7 мм, (2 в упак.)

ТР10В Обычная дуга Ø 12,7 мм, (в 2 упак.)

Круглые электроды

Кат. №
(Длина 5 см)

ХВ Комплект (5 в упак.), тонкая дуга

ХВРВ Комплект (5 в упак.), обычная дуга

ТВ8В Тонкая дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

ТВ8В/REG Обычная дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

ТВ1В Тонкая дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

ТВ4В Обычная дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

ТВ9В Тонкая дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

ТВ10В Обычная дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

ТВ2В Тонкая дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

ТВ5В Обычная дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

ТВ3В Тонкая дуга Ø 12,7 мм, (2 в упак.)

ТВ6В Обычная дуга Ø 12,7 мм, (2 в упак.)

АСПИРАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АДЕНОИДОВ

IEC* -H85 Комплект из 3 электродов с соединительным кабелем IEC-SPO20

IEC* -H86 Аспирационный электрод для удаления аденоидов (9 мм с соединительным кабелем IEC-SPO20)

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА ГОРТАНИ

EE275A Комплект электродов для микро-операций на гортани (3 электрода длиной 24 см и наконечник XLP1 / IEC-XLP1)

IEC* -EE275A Петлевой электрод для гортани, L 24 см, 4,5 мм

EE276 Игольчатый электрод для гортани, L 24 см

EE277 Шариковый электрод для гортани, L 24 см, Ø 1 мм

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ТОНЗИЛЛОТОМИИ

TEE284 Электрод для тонзиллотомии, петля 15 мм (2 в упак.)

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ТОНЗИЛЛОТОМИИ Ace-Tip™ (НОВЫЙ СПЛАВ)

TNAEE286 Комплект электродов для тонзиллотомии Ace-Tip™ (3 в упак. - TNAEE284, TNAEE285, TNAEE287)

TNAEE284 Электрод для тонзиллотомии Ace-Tip™ петлевой, 15 мм (2 в упак.)

TNAEE285 Электрод для тонзиллотомии Ace-Tip™ петлевой, 12 мм (2 в упак.)

TNAEE287 Электрод для тонзиллотомии Ace-Tip™ игольчатый, 1 см, изогнутый (2 в упак.)

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РАДИОВОЛНОВОЙ МУКОТОМИИ

H140 Комплект из трех электродов для мукоотомии (H141, H142, P143)

H143 Изогнутый электрод для мукоотомии, рабочая часть 12 мм x 2 мм

ОСНОВКА НОСОВОГО КРОВТОЧЕНИЯ

J13 L 15,5 см, бранши прямые (L 9 мм), внутренняя сторона браншей ребристая, Ø 1,0 мм подключается к приборам при помощи биопляного шнура JX/E / IEC/JX/E

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров к моделям Surgitron DF SS, DF 120, DWL EHC 90

ШАРИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ RAT™ (РАДИОВОЛНОВАЯ ЛАКУНОМИЯ)

EE264 Комплект из трех электродов

TEE261 Ø 2,00 мм, L 10 см (2 в упак.)

EE262 Ø 2,36 мм, L 10 см (1 в упак.)

TEE262 Ø 2,36 мм, L 10 см (2 в упак.)

EE263 Ø 3,17 мм, L 10 см (1 в упак.)

TEE263 Ø 3,17 мм, L 10 см (2 в упак.)

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ МИРИНГОТОМИИ

TEE230 Электрод для миригнотомии (2 в упак.)

EE239, IEC* -EE239 Комплект для миригнотомии (электрод и наконечник-держатель)

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ТОНЗИЛЛЕКТОМИИ

H301, IEC* -H301 Петля для тонзиллотомии и удаления полипов

H7A, H7B, IEC* -H7B Проволоки для петли (6 в упак.) Соединительный кабель

IEC* -H83/SP Аспирационный электрод для тонзиллотомии с соединительным кабелем IEC* -SPO20

TEIO22B Электрод для криптолиза (2 в упак.)

TEE229A Электрод для подслизистой увулопалатотомии (2 в упак.)

H81A1 Электрод для палатопластики (2 в упак.)

TEE605 Электрод для операций на корне языка (2 в упак.)

I6/JXE IEC* -I6D Биоплярный электрод для коагуляции носовой раковины с кабелем

ЭЛЕКТРОДЫ JAVATE™ ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДАКРИОЦИСТИНОСТОМИИ

R6 Комплект из 7 электродов для ДПР

R75 Длина 7 мм, короткий кончик

R7L Длина 7 мм, длинный кончик

R95 Длина 9 мм, короткий кончик

R9L Длина 9 мм, длинный кончик

R115 Длина 11 мм, короткий кончик

R11L Длина 11 мм, длинный кончик

R12 Круглая петля, диаметр 3,97 мм

Информацию по ассортименту биоплярических и других дополнительных аксессуаров запрашивайте у менеджеров по тел.: (495) 411-91-49 или по e-mail: info@surgitron.ru