

ЭЛЕКТРОДЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Игольчатые электроды

Кат. № (Длина 5 см)	
XA	Комплект (5 в упак.), (TA1B, TA2B, TA9B, TA3B, TF1B)
TA1B	Супертонкая дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)
TA2B	Тонкая дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)
TA9B	Обычная дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)
TA3B	Ø дуги 0,79 мм, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)
TF1B	Широкая игла, (2 в упак.)
TA8B	Vari-Tip (электрод-скальпель с выдвижной иглой), (в 2 упак.)

Ромбовидные электроды

Кат. № (Длина 5 см)	
XC	Комплект (5 в упак.), тонкая дуга
XCRB	Комплект (5 в упак.), обычная дуга
TC1B	Тонкая дуга Ø 3,18 мм, (2 в упак.)
TC4B	Обычная дуга 3,18 мм, (2 в упак.)
TC3B	Тонкая дуга Ø 4,76 мм, (2 в упак.)
TC6B	Обычная дуга Ø 4,76 мм, (2 в упак.)
TC17B	Тонкая дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
TC18B	Обычная дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
TC19B	Тонкая дуга Ø 7,94 мм, (2 в упак.)
TC20B	Обычная дуга Ø 7,94 мм, (2 в упак.)

Треугольные электроды

Кат. № (Длина 5 см)	
XT	Комплект (5 в упак.), тонкая дуга
XTRB	Комплект (5 в упак.), обычная дуга
TC9B	Тонкая дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
TC7B	Тонкая дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
TC8B	Обычная дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
TC11B	Тонкая дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
TC12B	Обычная дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
TC14B	Обычная дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

Шариковые электроды

Кат. № (Длина 5 см)	
XD	Комплект (5 в упак.)
TD3B	Ø шарика 2 мм, (2 в упак.)
TD8B	Ø шарика 2,36 мм, (2 в упак.)
TD9B	Ø шарика 3,17 мм, (2 в упак.)
TD10B	Ø шарика 4,34 мм, (2 в упак.)
TD11B	Ø шарика 4,75 мм, (2 в упак.)

Овальные электроды

Кат. № (Длина 5 см)	
XPFB	Комплект (5 в упак.), тонкая дуга
XPRB	Комплект (5 в упак.), обычная дуга
TP1B	Тонкая дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
TP2B	Обычная дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
TP3B	Тонкая дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
TP4B	Обычная дуга 6,35 мм, (2 в упак.)
TP5B	Тонкая дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
TP6B	Обычная дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
TP7B	Тонкая дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
TP8B	Обычная дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
TP9B	Тонкая дуга Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
TP10B	Обычная дуга Ø 12,7 мм, (в 2 упак.)

Круглые электроды

Кат. № (Длина 5 см)	
XB	Комплект (5 в упак.), тонкая дуга
XBRB	Комплект (5 в упак.), обычная дуга
TBBB	Тонкая дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
TBB/REG	Обычная дуга Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
TB1B	Тонкая дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
TB4B	Обычная дуга Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
TB9B	Тонкая дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
TB10B	Обычная дуга Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
TB2B	Тонкая дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
TB5B	Обычная дуга Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
TB3B	Тонкая дуга Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
TB6B	Обычная дуга Ø 12,7 мм, (2 в упак.)

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОДОВ, Кат. № S10B

[7 в упак., длина 5 см, поставляется вместе со всеми моделями генератора «Сургитрон™»]

Кат. №		Кат. №
TC7B		TD3B
TC3B		TB1B
TA3B		TA8B
TF1B		

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ И УДАЛЕНИЯ ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ

Кат. №	
D7	Комплект из трех электродов для эпиляции и телеангиэктазии
D6A	Электрод для эпиляции, супертонкая дуга 0,004 (белый)
D6B	Электрод для эпиляции, тонкая дуга 0,007 (фиолетовый)
D6C	Электрод для эпиляции, обычная дуга 0,009 (оранжевый)

H135A, IEC®-H135A Комплект для эпиляции (изолированные микро-иглы односторонние – 50 в упаковке, наконечник)

XH136 / IEC®-XH136 Наконечник для электродов с изолированной микро-иглой

H137 Изолированные микро-иглы для эпиляции, односторонние (50 в упак.)

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров к моделим Сургитрон™ DF 5S, DF 120, Dual EMC 90

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СКЛЕРОТЕРАПИИ

Кат. №	
D43	Комплект из двух изолированных электродов для склеротерапии
	Изолированный электрод, гейдж 27 – L 2,54 см
	Изолированный электрод, гейдж 30 – L 12,7 см

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА НОГТЕВОМ ЛОЖЕ

Кат. №	
H9	Комплект электродов для операций на ногтевом ложе (3 в упаковке)
H10D	Электрод для операций на ногтевом ложе, 2 мм (2 в упак.)
H10E	Конусовидный электрод для операций на ногтевом ложе
	Электрод для операций на ногтевом ложе, 4 мм (2 в упак.)

ECOTS Набор жгутов для пальцев (по 4 шт. трех размеров)

H97 Жгут для пальцев, малый размер (12 в упак.)

H98 Жгут для пальцев, средний размер (12 в упак.)

H99 Жгут для пальцев, большой размер (12 в упак.)